

Upute za slanje uzoraka (Triptaza)

1. Vrsta uzorka: **serum**

2. Uputnica

Svaki uzorak prati pravilno ispunjena uputnica sa navedenim podacima o pacijentu (Ime i Prezime, spol, datum rođenja, matični broj osiguranika) te **točnim datumom i vremenom uzimanja uzorka**.

Na uputnici je također potrebno navesti e-mail adresu (kontakt) na koju će se poslati nalaz.

3. Pohrana do transporta i transport

Uzorak se pohranjuje i transportira na **2-8°C**.

Uzorak je potrebno pakirati odvojeno od uputnica u zaštitne spremnike kako bi se spriječilo istjecanje uzorka i kontaminacija. Uzorci se prenose u što kraćem vremenskom roku u odgovarajućim spremnicima. Pri prijenosu potrebno je izbjeći zagrijavanje i mehaničke utjecaje.